



# 禽病诊断产品目录 2020



2020 V3

WITH YOU AT EVERY STEP

**ID.vet**

P O U L T R Y E L I S A & P C R K I T S

待检疫病 / 病原体	产品名称	检测方法	产品货号	产品规格	检测次数
禽脑脊髓炎病毒 (AEV)	ID Screen® 禽脑脊髓炎病毒抗体检测试剂盒 <b>新</b>	间接ELISA	AEVS-5P	5 板	480
			AEVS-10P	10 板	960
禽偏肺病毒 (AMPV)	ID Screen® 禽偏肺病毒抗体检测试剂盒	间接ELISA	MPVS-5P	5 板	480
			MPVS-10P	10 板	960
减蛋综合征 (EDS)	ID Screen® 减蛋综合征病毒抗体检测试剂盒	间接ELISA	EDS-5P	5 板	480
			EDS-10P	10 板	960
传染性支气管炎 (IBV)	ID Screen® 传染性支气管炎病毒间接ELISA 抗体检测试剂盒	间接ELISA	IBVS-5P	5 板	480
			IBVS-10P	10 板	960
	ID Screen® 传染性支气管炎病毒竞争ELISA 抗体检测试剂盒	竞争ELISA	IBVC-2P	2 板	192
传染性法氏囊病 (IBD) (Gumboro Disease)	ID Screen® 传染性法氏囊病毒抗体检测试剂盒	间接ELISA	IBDS-5P	5 板	480
			IBDS-10P	10 板	960
	ID Screen® 传染性法氏囊VP2抗体检测试剂盒 <i>用于监测HVT-VP载体疫苗</i>	间接ELISA	IBDVP2-5P	5 板	480
			IBDVP2-10P	10 板	960
传染性喉气管炎 (ILT)	ID Screen® 传染性喉气管炎病毒抗体检测试剂盒	间接ELISA	ILTS-5P	5 板	480
			ILTS-10P	10 板	960
	ID Screen® 传染性喉气管炎gI抗体检测试剂盒 <i>用于监测rHVT-gI载体疫苗</i>	间接ELISA	ILTGIS-5P	5 板	480
			ILTGIS-10P	10 板	960
ID Screen® 传染性喉气管炎gB抗体检测试剂盒 <i>用于监测FP-ILTgB载体疫苗</i>	间接ELISA	ILTGBS-5P	5 板	480	
		ILTGBS-10P	10 板	960	
A 型流感	ID Gene™ A型流感病毒qPCR检测试剂盒	双重荧光RT-PCR	IDFLUA-100	100	
			IDFLUA-50	50	
	冻干阳性提取对照 <b>新</b>	待提取	PEC-FLUA	550 μL	10 个样本
	ID Gene™ 禽流感H9亚型G1分枝病毒双重荧光PCR检测试剂盒 <b>新</b>	双重荧光RT-PCR	IDFLUH9G1-100	100	
			IDFLUH9G1-50	50	
	冻干阳性提取对照 <b>新</b>	待提取	PEC-FLUH9	550 μL	10 个样本
	ID Screen® A型流感核蛋白抗体检测试剂盒	间接ELISA	FLUNPS-5P	5 板	480
			FLUNPS-10P	10 板	960
	ID Screen® H9亚型禽流感病毒抗体检测试剂盒	间接ELISA	FLUH9S-5P	5 板	480
			FLUH9S-10P	10 板	960
	ID Screen® A型流感抗原检测试剂盒	夹心ELISA	INFLAG-2P	2 板	192
	ID Screen® A型流感病毒抗体检测试剂盒-多动物	竞争ELISA	FLUACA-2P	2 板	192
			FLUACA-5P	5 板	480
FLUACA-10P			10 板	960	
ID Screen® H5亚型禽流感病毒抗体检测试剂盒	竞争ELISA	FLUACH5-2P	2 板	192	
		FLUACH5-5P	5 板	480	
ID Screen® H7亚型禽流感病毒抗体检测试剂盒	竞争ELISA	FLUACH7-2P	2 板	192	
		FLUACH7-5P	5 板	480	
ID Screen® H9亚型禽流感病毒抗体检测试剂盒	竞争ELISA	FLUACH9-2P	2 板	192	
		FLUACH9-5P	5 板	480	
即用阳性混合鸡血清(用于FLUNPS, H9S)			MRI-FLUS-RTU	2 ml	
即用阳性混合鸡血清(用于FLUACA, H5, H7, H9)			MRI-FLUC-RTU	2 ml	
禽白血病	ID Screen® 禽白血病抗原检测试剂盒	夹心ELISA	ALVAG-5P	5 板	480
			ALVAG-10P	10 板	960

待检疫病 / 病原体	产品名称	检测方法	产品货号	产品规格	检测次数
禽败血 / 滑液囊支原体	ID Gene™ 禽败血/滑液囊支原体qPCR检测试剂盒 - 溶液模式	三重荧光PCR	IDMGMS-100	100	
			IDMGMS-50	50	
	ID Gene™ 禽败血/滑液囊支原体qPCR检测试剂盒 - 冻干模式	三重荧光PCR	IDMGMS-100FD	100	
			IDMGMS-50FD	50	
	直接裂解液		DLB-500	500	
	ID Screen® 禽败血支原体抗体检测试剂盒	间接ELISA	MG-5P	5 板	480
			MG-10P	10 板	960
	ID Screen® 禽滑液囊支原体抗体检测试剂盒	间接ELISA	MS-5P	5 板	480
			MS-10P	10 板	960
	ID Screen® 禽败血/滑液囊支原体抗体检测试剂盒	间接ELISA	MG/MS-5P	5 板	480
MG/MS-10P			10 板	960	
ID Screen® 火鸡支原体抗体检测试剂盒	间接ELISA	MM-5P	5 板	480	
		MM-10P	10 板	960	
新城疫	ID Gene™ 新城疫病毒qPCR检测试剂盒 新	双重荧光RT-PCR	IDNDV-100	100	
			IDNDV-50	50	
	冻干阳性提取对照 新	待提取	PEC-NDV	550 μL	10 个样本
	ID Screen® 新城疫核蛋白抗体检测试剂盒	间接ELISA	NDVNP-5P	5 板	480
			NDVNP-10P	10 板	960
	ID Screen® 新城疫病毒抗体检测试剂盒 用于监测HVT-NDV载体疫苗	间接ELISA	NDVS-5P	5 板	480
			NDVS-10P	10 板	960
	ID Screen® 新城疫病毒抗体检测试剂盒 传统疫苗	间接ELISA	NDVS-CV-5P	5 板	480
			NDVS-CV-10P	10 板	960
	ID Screen® 新城疫病毒抗体检测试剂盒-竞争法	竞争ELISA	NDVC-2P	2 板	192
NDVC-5P			5 板	480	
NDVC-10P			10 板	960	
多杀性巴氏杆菌 (禽霍乱)	ID Screen® 鸡和火鸡多杀性巴氏杆菌抗体检测试剂盒	间接ELISA	PMS-CHICK-5P	5 板	480
			PMS-CHICK-10P	10 板	960
	ID Screen® 鸭多杀性巴氏杆菌抗体检测试剂盒	间接ELISA	PMS-DUCK-5P	5 板	480
			PMS-DUCK-10P	10 板	960
禽呼肠孤病毒	ID Screen® 禽呼肠孤病毒抗体检测试剂盒	间接ELISA	REOS-5P	5 板	480
			REOS-10P	10 板	960
禽沙门氏菌	ID Screen® B群和D群禽沙门氏菌抗体检测试剂盒	间接ELISA	SALS-5P	5 板	480
			SALS-10P	10 板	960
	ID Screen® D群禽沙门氏菌抗体检测试剂盒	间接ELISA	SALSGPD-5P	5 板	480
			SALSGPD-10P	10 板	960
禽弓形体	ID Screen® 禽弓形体抗体检测试剂盒	间接ELISA	TOXOS-AV-5P	5 板	480
			TOXOS-AV-10P	10 板	960
西尼罗	ID Screen® 西尼罗病毒抗体检测试剂盒-多动物	竞争ELISA	WNC-1P	1 板	96
			WNC-2P	2 板	192
其他禽病 (联系我们)	即用多阳性鸡血清		MRIPOS-BIRD-RTU-A	5 ml - 50 个反应	
	仅用于ELISA 血清A或B的提供取决于疾病/试剂盒种类, 订购时请详细说明		MRIPOS-BIRD-RTU-B	5 ml - 50 个反应	
	即用阴性SPF鸡血清 可用于ELISA和RSA		MRINEG-BIRD-RTU	5 ml - 50 个反应	

## 软件

数据分析软件	ID Soft™	请联系IDVET获取更多信息
--------	----------	----------------

IDvet 成立于2004年，位于法国蒙彼利埃，主要研发，生产及销售动物疫病诊断试剂。

## 可提供家禽疾病诊断的完整系列产品

IDvet 提供各种诊断试剂盒，适用于多种禽病抗体水平的评估。试剂盒配合数据分析软件，可以检测野毒感染，监测疫苗和母源抗体滴度，优化免疫程序。  
多种PCR试剂盒正在研发，以便提供禽病的综合诊断。

## 独特的技术

受益于和全球杰出科学家的紧密合作，IDvet 奋斗在兽医诊断的前沿。  
例如，IDvet 和疫苗厂商合作开发适用于基因工程疫苗的诊断方法。

## 高品质的产品

IDvet 试剂盒操作简便，质量稳定，表现优异。  
科研团队技艺高超，试剂盒各组分的稳定生产充分保障试剂质量。

## 技术支持

IDvet 可提供补充试剂组分服务，并免费提供数据分析软件。  
同时可提供针对多种疾病的冻干参考血清，用于内部对照。  
我们的团队竭诚为您服务！

# ID.vet

310 rue Louis Pasteur,  
34790 Grabels - FRANCE

联系我们：

+ 86 186 0123 2967

[idvet.china@id-vet.com](mailto:idvet.china@id-vet.com)

[www.id-vet.com](http://www.id-vet.com)

